



# petCat Health 3502

Osteoartrite e articolazioni polvere per gatti

## RAFFORZAMENTO DELL'INTERO APPARATO LOCOMOTORE

PROBLEMI ALLE ARTICOLAZIONI

PIÙ GIOIA DI MUOVERSI!

7+

HD ED

PROBLEMI ARTICOLARI - IN CASO DI DISPLASIE, LARI LEGATI ALL'ETÀ, OSTEOPOROSI

- SOSTIENE E RINFORZA TUTTO L'APPARATO LOCOMOTORE
- STIMOLA E RINFORZA LA CRESCITA DELLA STRUTTURA ARTICOLARE E OSSEA

## PER TUTTE LE RAZZE DI GATTI

6-8

TRATTAMENTO: PER 6-8 SETTIMANE 2 CUCCHIAINI AL GIORNO

PERMANENTEMENTE: 1 CUCCHIAINO AL GIORNO

## OTTIME PROPRIETÀ

100% INGREDIENTI NATURALI

APERTURA E CHIUSURA FACILE

NESSUNA COMPRESSA: ASSICURA UN'ACCETTAZIONE ELEVATA E FACILE

PR<sup>S</sup> NUOVO PRINCIPIO ATTIVO

MSM: APPORTO NUTRITIVO OTTIMALE PER LE ARTICOLAZIONI

## DOSAGGIO FACILE CON IL CUCCHIAINO

- LA POLVERE VIENE SEMPLICEMENTE MISCOLATA AL CIBO CON IL CUCCHIAINO
- UN CUCCHIAINO RASO = CIRCA UN GRAMMO

**PER UN SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO SANO E STABILE**

## PER AMORE DEL TUO ANIMALE

FOR THE LOVE OF YOUR PET

PRODOTTO IN GERMANIA



## petCat Health 3502

Osteoartrite e articolazioni polvere per gatti

- Nuova gioia di vivere e agilità
- Favorisce una funzione articolare ottimale
- Per la debolezza delle articolazioni, l'artrosi e l'artrite
- Per la displasia articolare dell'anca, l'osteoporosi
- Rigenerazione rapida dopo lo sforzo

### Come si usa petCat Health 3502?

L'integratore alimentare viene semplicemente somministrato sopra il mangime o mescolato con esso. La razione giornaliera viene distribuita uniformemente fra tutti i pasti. Se il gatto riceve il cibo solo una volta al giorno, la razione giornaliera viene somministrata tutta in una volta. Se il gatto viene nutrito due volte al giorno, la razione giornaliera viene dimezzata e viene somministrata metà della razione giornaliera per ogni pasto.

L'integratore alimentare può anche essere miscelato o mescolato con acqua o qualsiasi altro liquido. Il risultato è una pasta che può essere aggiunta al mangime. È anche possibile sciogliere completamente l'integratore alimentare e somministrarlo come bevanda insieme all'acqua.

Tutti gli integratori alimentari Peticare® possono essere combinati, miscelati e somministrati contemporaneamente.

### Quanto devo dare al mio gatto?

In generale, un grammo equivale a un cucchiaino raso.

Trattamento unico: una bustina da 125 grammi dura circa 60 giorni.

Usa a lungo termine: una bustina da 125 grammi dura circa 120 giorni.

### Per una cura o un utilizzo una tantum:

Somministrare due cucchiaini rasi ogni giorno per tutta la durata della cura. Una cura o un utilizzo una tantum dovrebbe durare circa 6-8 settimane.

### Per un uso permanente o a lungo termine:

Dopo un ciclo di cura o un utilizzo una tantum, si può passare all'uso a lungo termine. La quantità giornaliera di una cura o di un'applicazione una tantum può essere ridotta alla metà (1 cucchiaino) e poi utilizzata in modo permanente.

Vogliamo deliberatamente evitare l'uso di misurini o cucchiaini di plastica convenzionali per fare la nostra parte per l'ambiente anche in questo caso.



## **petCat Health 3502**

Osteoartrite e articolazioni polvere per gatti

### Ingredienti:

- Peptidi di collagene bioattivi (idrolisato di collagene bovino)
- Peptidi proteici bioattivi del salmone (idrolisato di salmone)
- Olio di pesce in polvere microincapsulato (olio di pesce)
- MSM (metilsulfonilmetano)

### Costituenti analitici:

- Proteina grezza 86,8%
- Ceneri grezze 1,3%
- Grasso grezzo 0,4%
- Fibra grezza 0%

### Dati tecnici:

- senza conservanti
- senza stimolatori dell'appetito e coloranti
- senza addensanti ed emulsionanti
- senza regolatori di acidità
- Senza lattosio
- Si conserva per almeno 12 mesi, vedere l'etichetta.
- Conservazione: in ambiente asciutto, da +10 °C a +25 °C
- Proteggere dalla luce solare
- Non OGM
- Sviluppo/produzione senza animali